

Encre de tatouage endoscopique - STERIMARK



STERILE !

2

1- DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet
Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72
E-mail : life@lifeurope.com
Site Internet : www.lifeurope.com

Correspondant matériovigilance


Responsable qualité
Tél : 01 49 88 01 01
Fax : 01 49 88 83 45
E-mail : quality@lifeurope.com

2- INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Sterimark

Tatouage endoscopique – 5 ml.
Pigment stérile pour endopigmentation.
Suspension de charbon de tourbe à 10% dans l'eau PPI.



Indications : Ce dispositif médical est un pigment assurant un tatouage permanent et précis (sans diffusion dans les tissus environnant).

- Marquage endoscopique de polypes ou de tumeurs pour un repérage chirurgical et/ou un suivi endoscopique et histologique prolongé après exérèse de polypes ou de tumeurs.
- Marquage préopératoire et pré-chimiothérapique de tumeurs mammaires. Cette technique permet à l'anatomopathologiste lors de l'examen extemporané de guider l'acte chirurgical quand il n'existe plus de nodule tumoral résiduel.

Référence :	Description du produit :	Conditionnement
JF/185CENDER	10 flacons de Sterimark	Emballage individuel : Flacon verre type antibiotique de 5 ml dans sachet plastique Conditionnement : Boîte cartonnée de 10 flacons
KIT STERIMARK	10 flacons de Sterimark + 10 aiguilles 21 Gauges	
JF/285CENDER	10 seringues de Sterimark	Emballage individuel : Seringue médicale de 5 ml dans sachet autocollant, le tout dans un étui plastique Conditionnement : Boîte à ouverture facile contenant 10 seringues
KIT STERIMARK EN SERINGUE	10 seringues de Sterimark + 10 aiguilles 21 Gauges	

Unité de commande : Quantité minimale de livraison (QML) : **10**
Conservation: Température ambiante contrôlée (5-45°C)
Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption : 3 ans

Produit de classe IIb - Fabriqué par Derm tech France (France) - Marquage CE accordé par EZU, N° d'organisme : 1014 - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice

Composition :

Eau PPI, Charbon de Tourbe, (conforme aux US Food chemicals codex).

Présence de :

Latex :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Produit d'origine animale :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
PVC :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Phtalate et DEHP :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non

**Stérité :**

Stérile :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Mode de stérilisation :	Autoclave	
Nombre d'utilisations :	Usage Unique	

**Conservation :**

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (5-45°C)
Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité

Durée de péremption : 3 ans

Autres données :

Classement GMDN : Non disponible

Présence d'un code barre : ☐ Oui ☒ Non

Référentiel utilisé : ☐ HIBC ☐ GS1-128

Avec les informations :

Référence :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
N° de lot :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non
Date de péremption :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice

Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice

Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

**Fabricant :**

Fabricant : Derm Tech France

Pays : France

Marquage CE

Marquage CE accordé par IEE, N° d'organisme : 1014

Selon la directive Européenne 93/42/CEE et ses amendements

Produit de classe II b, selon la règle 5